

Çalkalamalı Su Banyosu

ST 30 Çalkalamalı Su Banyosu, doku kültürü, bakteri inkübasyonu, enzim reaksiyonu ve fermantasyonu gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Sürekli ve tekrarlanabilir çalkalama için ST 30, hassas kontrol sistemine sahiptir.

Mikroişlemcili kontrol sistemi sayesinde tank içinde homojen ve kararlı sıcaklık dağılımı sağlanmaktadır.

Hassas çalkalama hızı, mikroişlemcili kontrol sistemi ve indüksiyon motor ile sağlanmaktadır.

ST 30 farklı kapasitelerdeki tüp, flaks ve erlenmeyerleri çalkalayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek çözünürlükteki göstergeler yapılan çalışmayı kolay takip imkânı sağlamaktadır.

- Tank hacmi : 30 litre
- Kullanılır hacim : 18 litre
- Çalışma sıcaklığı aralığı :
Ortam sıcaklığı +5°C / 99.9°C
- Çalkalama hız aralığı : 20 - 250 rpm
- Çalkalama hızı, sıcaklık ve zaman için mikroişlemcili kontrol sistemi
- Çalkalama hızı, sıcaklık ve zaman için LED gösterge
- Homojen ve kararlı sıcaklık dağılımı için mükemmel sıcaklık kontrolü
- Tek parça paslanmaz çelik tank
- Tankın dışına yerleştirilmiş ve tankı çevreleyen ısıtıcılar
- Kararlı ve homojen sıcaklık için üçlü yalıtım
- Kullanıcı dostu kontrol paneli
- Farklı kapasitelerde tüp, flaks ve erlenmeyer kullanımına imkan tanıyan zengin aksesuar çeşitliliği



Teknik Özellikler

ST 30 ÇALKALAMALI SU BANYOSU

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5°C / 99.9°C
Çalkalama Hızı Ayar Aralığı	20 - 250 rpm
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const
Tank Hacmi, litre	30
Faydalı Hacim, litre	18
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID Mikroişlemcili
Göstergeler	Sıcaklık, çalkalama hızı ve zaman için LED göstergeler
Sıcaklık Ayar ve Gösterge Hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık Dağılımı, 37°C	≤ ± 0.3°C
Sıcaklık Dalgalanması, 37°C	± 0.1°C
Zamanlayıcı	1 dk. – 99.9 saat + Süresiz Çalışma
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Yapısı	Epoksi-polyester Toz Boyalı Paslanmaz Çelik
Çalkalama Sepeti Ölçüleri (ExDxY) mm	225x335x150
Kurulu Güç	1550 W
Güç Değerleri	230V, 50/60 Hz
İç Ölçüler (ExDxY) mm	300x500x200
Dış Ölçüler (ExDxY) mm	330x545x400
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm	420x690x500
Net / Paketli Ağırlık, kg	19/22

AKSESUARLAR

- A 08 182 Tüp sportu 27xØ18 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 184 Tüp sportu 30xØ16 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 185 Tüp sportu 52xØ13 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 186 Tüp sportu 12xØ30 mm. (genişlik 70 mm)
K 04 197 Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayanıklıdır)
K 52 018 Paslanmaz çelik kapak
O 03 217 Kan torbası sepeti (dört bölmeli)
R 01 078 12x100 ml flasklar için raf
R 01 015 6x250 ml flasklar için raf
R 01 036 6x100 ml flasklar için raf
R 01 038 4x500 ml flasklar için raf
R 01 078 12x100 ml flasklar için raf
R 01 079 2x1000 ml flasklar için raf



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ:
1324. Cadde No: 39/4
A. Öveçler 06460 ANKARA
Tel : (312) 472 65 81 (pbx)
Fax : (312) 472 65 84

FABRİKA:
Esenboğa Yolu, 22 km.
Akyurt 06750 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (pbx)
Fax : (312) 399 21 97

İSTANBUL TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:
Turgut Özal Cad. Karagül İş Merkezi
No : 84/89 Fındıkzade 34280 İSTANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax : (212) 531 23 28

İZMİR TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. 179/A
35030 Bayraklı/İZMİR
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax : (232) 445 57 80

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003

