

GE Healthcare

Yeni Bir Nesile Merhaba

Kadın Doğum için
Panda Isıtıcıları



Ebeveynler çocuklarının doğumunu düşlerler.

Bugünün ebeveynleri bilinçli olup, doğum deneyimine ilişkin yüksek beklentiler içindedirler. Çokça soru sorarlar. Doğumlarında etkin rol alırlar ve bağ kurma ve aile merkezli bakımın kolaylaştırılmasını sağlayan bir ortam arayışındadırlar.

Sağlıklı bebeğinizi sıhhatli tutar

Hemşireler insan temasını
tıbbi teknolojiyle birleştirir.

TGünümüzün çalışma ve hizmet alanı klinikerler için de değişmiştir. Bakım noktasında karar verme sürecine yardımcı olacak daha fazla hasta bilgisi mevcuttur. Daha iyi ekipmanlarla, ebeveynlerle ilgilenmeye daha çok zaman ayırarak doğumun muhteşem ve mucizevi bir deneyime dönüşmesine yardımcı olabilirsiniz.



Eksik olduğumuz noktaları sizin fark etmenizi istiyoruz

GE'nin Panda® Isıtıcısı şimdiye kadar gördüğünüz hiçbir ısıtıcıya benzemez. . . hantal tepe ısıtıcısı olmadan olağanüstü bir ısı performansı!

Röntgen ve ameliyat gibi prosedürlerin gerçekleştirilmesi artık daha kolay. Prosedürleri gerçekleştiren klinisyenler sakin ve rahattır. Bebeğiniz her zaman sıcak ve mutludur.



En iyi ısıtıcılardan bir tanesi

Rahatsızlık veren alarmlar olmadan ısınma

Panda Isıtıcı'yı doğum öncesinde iyice ısıtın ve yatağınızın bebek geldiğinde sıcak olacağını bilin. Rahatsızlık veren alarmları ortadan kaldırarak ortamı bakıcı ve ebeveynler için sessiz ve stressiz bir hale getiriyoruz.

Sıcaklığa ihtiyacınızın olduğu yerde

GE'nin yeni Kum Saati Sıcaklık Profili bebeği huzur verici bir sıcaklık ortamında tutarak bakıcıların serin ve rahat olmalarını sağlar.

Entegre resüsitasyon

Yüksek riskli doğumlara yönelik olarak minimal kurulumuyla her zaman kullanılabilir durumdadır. Perinatal bakım alanındaki resüsitasyon protokollerini standardize etmeye yardım eder.

Entegre SpO₂

SpO₂ seviyesini ve kalp hızını ek donanıma ihtiyaç kalmadan izler. Verileri non-invazif olarak elde eder. Tüm bebek parametreleri yatakta bulunan tam renkli kontrol panelinde gösterilir.

Entegre terazi

Bebeğin başlangıçtaki ağırlığı yatağın başucunda görülür. Akıllı ebeveynler bir fotoğrafını bile çekebilir!

Çok geniş servis kapsamı

Fabrika eğitilmiş hizmet uzmanlarımız kurulumdan klinik ve teknik eğitime, teknik telefon desteğine ve parça hizmeti sağlamaya kadar çok geniş destek sunmaktadır. Aynı zamanda, donanımınızın ömrü boyunca teknik yönetimde size yardımcı olacak geniş hizmet seçenekleri de mevcuttur.



Bakımı bu gelişmiş özellikler ve seçeneklerle kolaylaştırın

Daha fazla seçenek

- Optimal saklama için birden çok çekmece paketi
- Elektronik Yükseklik Ayarı
- Entegre röntgen kaset tepsisi
- Çekmeceler
- Bir yıl üzerinde servis kapsamı

Doğru ışık

Işık seviyeleri, size gerektiğinde uygun ışık miktarını sağlayabilmek için kolayca kontrol edilir. Entegre prosedür ışığının konumlandırılması kolaydır ve prosedürler esnasında daha iyi ışıklandırma sağlar. İlave harici ışıklandırmaya duyulan ihtiyacı azaltır.



Tavsiye Edilen Aksesuarlar

Tanım	Parça Numarası
Tek kullanımlık hasta probu (10'luk kutuda)	6600-0873-700
Tekrar kullanılabilir hasta probu	6600-0875-700
Isı probu tespit pulu (50'lik kutuda)	0203-1980-300
Panda yatak	6600-2057-500
Çok amaçlı klips	6600-2150-500
Alet rafı	6600-0865-700
Alet rafı (merkezden döndürülen)	6600-0513-801
Tübaj yönetimi - kuzey duvar	6600-2145-500
Dönen IV kutbu	6600-0851-800
Çift Kancalı Serum Askısı - 12 inç	0217-5378-800
Çift Kancalı Serum Askısı - 24 inç	6600-0491-801
Yardımcı uygulama postu (3.5 inç x 1 inç)	0217-5374-800
Tutucu klipsler	6600-0055-851
Yüklemesi kolay silindir tutacak	6600-0836-800
Güç şeridi	6600-0414-800

Pandanızı özelleştirebilmeniz için daha birçok aksesuar mevcuttur. Daha fazla bilgi için GE Healthcare Yenidoğan Yoğunbakım Sorumlusu Satış Temsilcisiyle irtibata geçin.

Anne - Bebek Bakımı Yeniden Yaratıldı

GE Healthcare Yenidoğan Yoğunbakım ürünleri grubu aile merkezli bakım konusunda üstlendiğiniz misyonu desteklemek üzere tasarlanmıştır. Panda Isıtıcılarıyla beraber en iyi teknoloji ve muhteşem tasarımı bir araya getirdik. Harika bir ortamda daha iyi bakım sağlayabilmenize yardımcı bir çözüm.


Ürün yeniliği Bakımla ilgili sorunları çözme Müşterinin söylediklerine kulak verme Biz buna Anne - Bebek Bakımının Yeniden Yaratılması Diyoruz. Geleceği kucaklayan ve sağlık bakım hizmetlerinde dönüşüm yaratırken bize katılın.

Parlak ful renkli kontroller

Ful renkli kontrol paneli elinizin altındadır ve kullanımı kolaydır. Tüm hasta bilgileri, monitörde gerçek zamanlı olarak canlı bir biçimde gösterilir.


Gelişmiş alarmlar

Uzaktan alarm susturucu. Alarmı kontrol etmek için elinizi alıcının önüne götürmeniz yeterli. Temiz ortamın sürdürülmesini ve alanın sessiz ve huzur verici olmasını sağlar.



Uzaktan alarm susturucu

Bakıcılar alıcıya doğru ellerini sallayarak alarmı kolayca susturabilirler.



Sıcaklığa ihtiyacınızın olduğu yerde

Kum Saati Sıcaklık Profili yatak boyunca homojen bir sıcaklık sağlarken ısıyı bakıcıdan uzak tutar.

© 2011 General Electric Company – Her hakkı saklıdır.

General Electric Company burada sözü edilen spesifikasyonlarda ve özelliklerde herhangi bir zamanda herhangi bir zorunluluk altına girmeksizin ve önceden haber vermeden değişiklik yapma veya tarif edilen ürünü üretimden kaldırma hakkını saklı tutar. En güncel bilgiler için

GE temsilcinizle irtibata geçiniz.

GE, GE Monogram ve Panda General Electric Company'nin tescilli markalarıdır.

GE Healthcare Finland Oy, GE Healthcare olarak faaliyet gösteren bir General Electric şirkettir.



Sağlık hizmetleri yeniden yaratıldı

GE, kendini, biyoloji ve teknolojiadaki kritik gelişmeleri yöneterek sağlık hizmetinde dönüşüm yaratmanıza yardımcı olmaya adanmıştır. Medikal görüntüleme ve bilişim teknolojilerinde, hasta teşhisinde, hasta izleme sistemlerinde, ilaç keşiflerinde ve biyofarmasötik üretim teknolojilerindeki uzmanlığımız dünya çapındaki sağlık profesyonellerinin hastalıkları öngörmeleri, tanı koymaları ve erken tedavi hizmeti verebilmeleri için yeni yollar keşfetmelerini sağlamaktadır. Bu bakım modeline biz 'Erken Sağlık' diyoruz

Hedef: klinisyenlere hastalıkları daha erken tespit etmeleri, daha fazla bilgiye ulaşmaları ve daha hedef odaklı tedavilerle daha erken müdahalede bulunmaları yönünde yardımcı olarak, hastalarının hayatlarını dolu dolu yaşamalarına yardımcı olabilmelerini sağlamaktır. Yeniden düşünün, Yeniden keşfedin, Yeniden icat edin, Yeniden yaratın.

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE,
Finland
Tel. +358 10 394 11
Fax +358 9 146 3310

Turkey
GE Klinik Sistemler Ticaret A.S
Mustafa Kemal Mah. 2158 Sok.
No : 9 Eskişehir Yolu 06520
Cankaya / Ankara / TURKIYE
T: 90 312 289 7700
F: 90 312 289 7802
email: ge.ks@ge.com

www.gehealthcare.com



GE imagination at work

EMEA DOC1023660 9/11
(EMEA English 2036703-002)



0086