

nüve

BM 15/30

Su Banyoları



BM Serisi Sirkülasyonu Su Banyoları tıbbi, araştırma ve sanayi laboratuvarlarındaki birçok genel ve özel uygulamalar için tasarlanmıştır. En güvenilir sonuçları elde etmek için gerekli olan homojen ve kararlı sıcaklıklar, mükemmel sıcaklık kontrolü ve güçlü sirkülasyon sistemi ile sağlanmaktadır.

- Hastane, araştırma ve sanayi laboratuvarlarındaki birçok genel ve özel uygulama için ideal tasarım.
- En iyi sonuçları elde etmek için mükemmel sıcaklık kontrolü ile elde edilen homojen ve kararlı sıcaklıklar.
- Güvenilir ve hassas PID Mikroışlemcili kontrol sistemi ile sağlanan sıcaklık kontrolü.
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı göstergesi ile kolay kullanım.
- Uzun ömür ve kolay temizlik için korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş yekpare tank.
- Yuvarlak köşeli ve düzgün yüzeyli tank sayesinde azaltılan kontaminasyon riski.
- Tankı üç yüzeyden saran ısıtıcılar ve cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım.
- Tankın dışına yerleştirilmiş güçlü sirkülasyon pompası ile mükemmel sıcaklık dağılımı ($37^{\circ}\text{C}'de \pm 0,1^{\circ}\text{C}$) ve kararlılığı ($37^{\circ}\text{C}'de \pm 0,01^{\circ}\text{C}$)
- Kolay sıcaklık takibi sağlayan ve kontrol sistemini olası su sıçramalarından koruyan açılı ön panel.
- Tank içinde kullanılabilir hacmin kaybına neden olan pompa ve ısıtıcıların tank dışına yerleştirilmesi sayesinde laboratuvar tezgahlarında daha az yer kaplayan tasarım.
- Susuz çalışmaya karşı ısıtıcıları koruyan emniyet termostatu ve aşırı ısınmaya karşı sesli ve ışıklı alarm sistemi.
- Tank içindeki suyun kolayca boşaltılmasını sağlayan pratik drenaj sistemi.

Teknik Özellikler

	BM 15	BM 30
Su Banyosu Tipi	Sirkülasyonlu	
Çalışma Sıcaklığı Ayar Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5°C / 99.9°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Sirkülasyon Pompası Kapasitesi lt./dk.	16	
Tank Hacmi, litre	15	30
Faydalı Hacim, litre	8	17
Faydalı Su Yüksekliği, mm	165	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID Mikroişlemcili	
Göstergeler	Sıcaklık ve zaman için LED gösterge	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0.1°C	
Sıcaklık Dağılımı 37°C	≤± 0.1°C*	
Sıcaklık Dalgalanması 37°C	≤± 0.01°C*	
Zamanlayıcı	1 dk. - 99.9 saat + Süresiz Çalışma	
Program Erteleme	1 dk. - 99.9 saat	
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Epoksi Polyester Toz Boyalı Paslanmaz Çelik Sac	
Kurulu Güç	750 W	1550 W
Güç Değerleri	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
İç Ölçüleri (ExDxY) mm	300x240x200	300x503x195
Dış Ölçüleri (ExDxY) mm	332x280x375	332x540x375

* 22 °C ortam sıcaklığında kapak kapalıyken

AKSESUARLAR

A 08 021 Tüp supt 27 x Ø18 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 049 Tüp supt 12 x Ø30 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 050 Tüp supt 30 x Ø16 mm. (genişlik 70 mm)
A 08 051 Tüp supt 52 x Ø13 mm. (genişlik 70 mm)

K 52 005 BM 30 4 delikli kapak (Ø95 mm)
K 52 006 BM 30 6 delikli kapak (Ø95 mm)
K 52 008 BM 15 4 delikli kapak (Ø95 mm)
K 52 014 BM 30 8 delikli kapak (Ø95 mm)
K 52 019 BM 30 Paslanmaz çelik kapak
K 52 020 BM 15 Paslanmaz çelik kapak
K 04 286 BM 15 Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayanıklıdır)
K 04 289 BM 30 Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayanıklıdır)

R 01 032 Raf 6 x 250 ml flasklar için BM 30
R 01 033 Raf 2 x1000 ml flasklar için BM 30
R 01 045 Raf 6 x 100 ml flasklar için BM 15
R 01 046 Raf 4 x 250 ml flasklar için BM 15
R 01 047 Raf 2 x 500 ml flasklar için BM 15
R 01 048 Raf 1 x1000 ml flasklar için BM 15
R 01 049 Raf12 x 100 ml flasklar için BM 30
R 01 051 Raf 4 x 500 ml flasklar için BM 30
R 01 080 Raf 4 x 500 ml flasklar için BM 15

S 09 032 BM 30 Kan torbası sepeti (dört bölmeli)



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ:

1324. Cadde No: 39/4
A. Öveçler 06460 ANKARA
Tel : (312) 472 65 81 (pbx)
Fax: (312) 472 85 84

FABRİKA:

Esenboğa Yolu, 22 km.
Akyurt 06750 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (pbx)
Fax: (312) 399 21 97

İSTANBUL TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:

Turgut Özal Cad. Karagül İş Merkezi
No : 84/89 Fındıkzade 34280 İSTANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax: (212) 531 23 28

İZMİR TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. 179/A
35030 Bayraklı/İZMİR
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax: (232) 445 57 80

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003



<http://www.nuve.com.tr> • e-mail:satis@nuve.com.tr