


medbar[®]

Artroskopi Seti



REF 203

CE₁₀₁₄



STERILE EO

Artroskopi Seti Özellikleri

- * Hava girişsiz delme uçları.
- * Hava boşaltma kapağı.
- * Y-konnektör.
- * Luer uçlar.
- * Açma kapama klipsler.

Kalite


- * ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- * CE sertifikasına sahiptir.

Bio-Uyumluluk

- * Lateks içermez.
- * Etilen oksit ile steril edilmiştir.

Raf Ömrü

- * 5 sene



REF NO	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER	STERİLİZASYON	AMBALAJ
20301	Artroskopi Seti Manüel Puarlı	<ul style="list-style-type: none">• Aspirasyon/Basınç pompası• 220 cm	ETO	50 adet / koli Koli Ebat (cm): 42*56*40 cm Koli Ağırlık: 8.50 kg
20302	Artroskopi Seti	<ul style="list-style-type: none">• 205 cm	ETO	75 adet / koli Koli Ebat (cm): 42*56*40 cm Koli Ağırlık:11.00 kg