

Bizim BIOLASE®'deki hedeflerimiz sizin için ayısı – Hastalara en güvenli ve konforlu tedavi imkanları sunmak, daha iyi klinik sonuçlar sağlamak ve işinizi daha üretken ve kârlı hale getirmek



Endüstride öncü teknoloji
Laser sistemlerimiz, parçalar ve alt elemanların % 100' e yakını Irvine, Kaliforniya'da aynı zamanda mühendislik, klinik araştırma ve geliştirme, standartlar, müşteri hizmetleri, eğitim, satış ve pazarlama ve idari birimlerimizin de bulunduğu merkezimizde üretilmektedir. BIOLASE aynı zamanda ISO 13485 sertifikalı olup, FDA ve GMP onaylı bir kuruluştur. Almanya'da Floss kasabasında da üretim tesislerimiz vardır.



Klinik Araştırma Geliştirme
Üstün yetenekli Araştırma&Geliştirme ekibimiz tıbbi cihaz ve laser geliştirme konusunda uzman olup; diş hekimliği ve medikal cihaz portföyümüzü geleceğe yönelik olarak geliştirmeye odaklanmıştır.



Eğitim ve Sertifikasyon
World Clinical Laser Institute ile laser eğitimi konusunda dünya lideriyiz. Dünya çapında yaklaşık 10,000.00 üyesi ile WCLI dünyanın en büyük laser eğitim organizasyonudur. Sertifikasyon eğitim kursları, sunumlar, pratik uygulamalar veya canlı hasta uygulamalarından oluşur.



HIZ SINIRINI GEÇMEK



YÜKSEK HIZLI FREZDEN DAHA HIZLI

Dişhekimliğinde üretkenlik hızlı aletlerle çalışmanızı gerektirir. BIOLASE ARGE ekibi kesme hızında standart olarak işinen yüksek hızlı frezi yenmeyi başardı. Doku kaldırma hızı ve toplam koltukta oturma zamanında iPlus kazandı.

PAZARDAKİ EN İYİ SERT DOKU LASER CİHAZI

YSGG iPlus laser cihazı suca zengin dokularda daha derin penetasyonu olduğundan Erbium YAG laserşere göre oldukça iyi yumuşak doku koagülasyonu sağlar. iPlus cihazının uzun puls süresi ile birlikte yüksek puls tekrarlama frekansı ve hassas su kontrolü, cihazı en iyi cerrahi laser cihazlarından biri yapmaktadır.



Tüm Biolase Turbo ve Gold el aletleri iPlus ile kullanılabilir.

LA MAS AMPLIA SELECCIÓN DE PUNTA ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES, QUE CUALQUIER LASER DENTAL

El iPlus WaterLase ofrece la más amplia variedad de puntas que ningún otro láser dental ofrece, para darle precisamente los resultados que desea en cualquier procedimiento. Cada punta está especialmente diseñada y probada clínicamente para entregar la óptima energía del láser en el sitio de tratamiento. BIOLASE está diseñando continuamente nuevas puntas, cada vez más eficaces, para satisfacer las necesidades de nuestros propietarios y mejorar el rendimiento de nuestros sistemas de láser.

WATERLASE LASER UÇLARI DAHA HIZLI KESMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR

- Daha yüksek güç seviyeleri ile laser daha geniş yüzeyde etkin olabilir.
- Sonuç olarak daha geniş kesiler tutarlı derinliklerde yapılabilir.
- Laser kesim tekniği, lateral kesi yağmayan bir frez kesimine benzer.

SAPPHIRE TIPS GUIDE						
TIP TYPE	MGG6	MT4	MS75	MC6	MC3	MC12
FIBER TIP COLOR						
INPUT DIA. mm						
LENGTH mm	4, 6, 9	6	6	6, 9	9	9
OUTPUT DIA. mm						
SPOT @ 1mm						
CUT IN DENTIN @ 4W						
		2.5W				

iPlus mükemmel bir yumuşak doku laser cihazıdır. Buna rağmen, bazan küçük bir yumuşak doku operasyonu yapmak istediğinizde tamamen kablolu diyet laser olan iLase® i almak daha kullanışlı olabilir.

OPTIMUM HASTA KONFORU VE HIZ İÇİN ÖZGÜN "COMFORTPULSE"

BIOLASE yumuşak doku laser cihazları hastalara özgün bir konfor sağlamaktadır. BIOLASE' in "Comfort Pulse" denilen özgün özelliği ile laser' in etkin lesme süresi minimum düzeyde tutularak cerrahi alanda ağrıya neden olan ısı yükselmesi önlenmektedir. Özelliklerin bu özgün kombinasyonu, iLase ile yumuşak doku operasyonlarının birçoğunu sadece topical anestezi ile yapabilirsiniz.

Tamamen kablolu ilk dental laser iLase ayak pedali yerine parmakla kumanda edilen aktivasyon düğmesine sahiptir.

5 Watt tepe gücü, bir çok yumuşak doku operasyonu için fazlasıyla yetkilidir. Optimum verimlilik açısından en çok kullanılan 10 tane yumuşak doku operasyonu için önerilen güç ve puls modu seçenekleri, fabrika ayarları olarak cihazın hafızasında.



BIOLASE®

USA	Europe	Worldwide
BIOLASE, Inc. 4 Cromwell Irvine, CA 92618 949.361.1200	BIOLASE Europe GmbH Paintweg 10, 92685 Floss, Germany Tel 49-9603-808-0 www.mt-procons.com	Floss, Germany Madrid, Spain Shanghai, China Mumbai, India Rio de Janeiro, Brazil

Türkiye Distribütörü:

unimed®

Unimed Tıbbi ve Analitik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Deniz Abdal Mah. Ziya Gökalp Sok. No. 42/A. Mevlanakapı 34104 Fatih
Tel: +90 212 589 73 00 pbx • Fax: +90 212 589 19 79 İSTANBUL
unimed@unimedltd.com • www.unimedltd.com

BIOLASE

CLASS I CAVITY PREPARATION



PRE-OP

INTRA-OP

IMMEDIATE POST-OP

SUBGINGIVAL CLASS V CAVITY PREPARATION



PRE-OP

INTRA-OP

IMMEDIATE POST-OP



PRE-OP

IMMEDIATE POST-OP

POST-OP



PRE-OP

INTRA-OP

IMMEDIATE POST-OP



PRE-OP

IMMEDIATE POST-OP

Waterlase iPlus, en hafif ve en esnek fiber sistemine sahiptir. Titanyum fiber kablo ve son derece küçük fiber kablo çapı, elinizde sıfıra yakın bir direnç ile yorgunluğu önlemekte ve operasyon sahasında her bölgeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kelimelerle tanımlanamayacak kadar zor, kendiniz deneyerek hissetmelisiniz.

KLAS I
KLAS II
KLAS III, IV, V

GİNGİVAL
REKONTURİNG

FRENEKTOMİ

BIOPSİ

KÖK KANAL
TEDAVİSİ

PULPOTOMİ

APİKAL
REZELSİYON



AÇIK VEYA
KAPALI FLAP
CEP
TEDAVİLERİ

AÇIK VE KAPALI
KEMİKLE KRON
BOYU UZATMA

İMLANT ÜSTÜ
AÇMA

DETERTRAJ

LASER
BANDAJ

SITE-SPECIFIC PERIO/LASER CURETTAGE



PRE-OP

INTRA-OP

POST-OP



INTRA-OP

POSTERIOR OSSEOUS CROWN LENGTHENING



PRE-OP

INTRA-OP

POST-OP

ANTERIOR OSSEOUS CROWN LENGTHENING



PRE-OP

INTRA-OP

POST-OP

IMPLANT EMERGENCE PROFILE



IMMEDIATE POST-OP



PRE-OP

INTRA-OP

POST-OP

ÖĞRENMESİ HIZLI.
56 İŞLEME
ULAŞIM İÇİN:

1

İlk ekrandan
"Restorative" seçilir



2

Bir sonraki
ekrandan "Class 1"
seçilir



3

Hasta hassasiyeti veya
bond kuvveti gibi diğer
opsiyonları seçilir



HEPSİ BU
KADAR!